



小実験動物用手術用具クリーニング装置


株式会社ハクバテック・ライフサイエンス・ソリューションズ

〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町 2-38-2

電話：0422-20-9430 FAX：0422-22-3862

Email: info@hakubatec.com

ガラスビーズドライ滅菌装置



- ・小実験動物用器具の浄化装置として最適です。
- ・わずか 15 秒で滅菌可能です。

コンパクトサイズのガラスビーズドライ滅菌装置は小実験動物（ラット・マウス等）用手術器具等を効果的、かつ有用な方法で簡単に滅菌が行えます。

ユニット中央部に 260℃に温められたドライガラスビーズが入る滅菌用バスがあります。使用者は滅菌したい器具をこのビーズが入っているバスに挿入し、約 15 秒待ちます。その後ビーズに挿入された器具の部分は滅菌されたことになります。

製品番号

INS300850： ガラスビーズドライ滅菌装置

INS300851： 交換用ガラスビーズ、340g バッグ、ビーズ外径、約 0.75mm