

## 小実験動物用脳・腫瘍・臓器用マトリックス



株式会社ハクバテック・ライフサイエンス・ソリューションズ

〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町 2-38-2

電話：0422-20-9430 FAX：0422-22-3862

Email: info@hakubatec.com

### 小実験動物（ラット・マウス）用脳・腫瘍・臓器用マトリックス



- ・豊富な種類
- ・スライス幅 **0.5mm** から繰り返し精度よくセクションニングを行えます。
- ・ステンレス製マトリックスは冷却および滅菌が可能

ローデント・ブレイン・マトリックス（**RB**M）は豊富な種類から最適なものを選択できます。ステンレス製又はアクリル製があります。

高品質ステンレス製の製品はスライス幅 **0.5mm** から選択できます。頑丈な製品は加温、冷却、オートクレーブ、洗浄が可能で、日々のハードな使用にも十分に耐えることができます。

冠状断用 **BR**M は左脳と右脳の分離を容易にするミッドライン矢状面があります。セクションは **1mm** から行えます。

詳しくは裏面の製品情報をご参照ください。

## 小実験動物（ラット・マウス）用脳・腫瘍・臓器用マトリックス

### 製品情報

- RBMA-200C : アダルトマウス脳用 CORONAL スライス、アクリル製、 1mm 幅
- RBMA-200S : アダルトマウス脳用 SAGITTAL スライス、アクリル製、 1mm 幅
- RBMA-220C : アダルトマウス脳用 CORONAL スライス、アクリル製、 2mm 幅
- RBMA-220S : アダルトマウス脳用 SAGITTAL スライス、アクリル製、 2mm 幅
- RBMS-200C : アダルトマウス脳用 CORONA スライス、ステンレス製、 1mm 幅
- RBMS-200S : アダルトマウス脳用 SAGITTAL スライス、ステンレス製、 1mm 幅
- RBMS-205C : アダルトマウス脳用 CORONAL スライス ステンレス製、 0.5mm 幅
- RBMS-205S : アダルトマウス脳用, SAGITTAL スライス ステンレス製、 0.5mm 幅
- RBMA-300C : ラット脳用 CORONAL スライス アクリル製、1mm 幅、175g - 300g
- RBMA-300S : ラット脳用 SAGITTAL スライス アクリル製、1mm 幅、175g - 300g
- RBMA-310C : ラット脳用 CORONAL スライス アクリル製、1mm 幅、300g - 600g
- RBMA-310S : ラット脳用 SAGITTAL スライス アクリル製、1mm 幅、300g - 600g
- RBMS-300C : アダルトラット脳用 CORONAL スライス ステンレス製、 1mm 幅
- RBMS-300S : アダルトラット脳用 SAGITTAL スライス ステンレス製、 1mm 幅
- RBMS-305C : アダルトラット脳用 CORORAL スライス ステンレス製、 0.5mm 幅
- RBMS-305S : アダルトラット脳用 SAGITTAL スライス ステンレス製、 0.5mm 幅
- RBMS-020C : アダルトラット脳 CORONAL スライス ステンレス製、 2mm 幅
- RBMA-500C : アダルトギニアピッグ脳 CORONAL スライス、アクリル製、1mm 幅
- RBMA-500S : アダルトギニアピッグ脳 SAGITTAL スライス、アクリル製、1mm 幅
- RBMA-800C : キャット脳用 CORONAL スライス、アルミニウム製、1mm 幅、  
ブロックサイズ 2.25×2.25×4 インチ、 3Kg
- RBMA-810C : キャット脳用 CORONAL スライス、アルミニウム製、2mm 幅、  
ブロックサイズ 2.25×2.25×4 インチ、 3Kg
- RBMA-820C : キャット脳用 CORONAL スライス、アルミニウム製、3mm 幅、  
ブロックサイズ 2.25×2.25×4 インチ、 3Kg
- RHMA-210C : マウス心臓用, CORONAL スライス、アルミニウム製、 1mm 幅
- RHMA-300C : ラット CORONAL 心臓ホルダー・マトリックス、  
凹サイズ ; 1.2cm (W)×2.0cm (L)×1.0cm (D) アクリル製 1mm 幅
- RTMA-300C : ラット CORONAL 組織ホルダー・マトリックス、  
凹サイズ ; 1.25cm(W)×4.0cm(L)×1.0cm(D), アクリル製 1.5mm 幅
- RTMA-700C : ラビット CORONAL 組織ホルダー・マトリックス、  
凹サイズ ; 2.5mm(W)×3.6cm(L)×1.2cm(D), アクリル製、 2mm 幅

注意：本装置は実験動物用です。他の目的にはご使用できません。