

新製品

## ハンドヘルド マウス・ラット用

## パルスオキシメーター



株式会社ハクバテック・ライフサイエンス・ソリューションズ

〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町 2-38-2

電話：0422-20-9430 FAX：0422-22-3862

Email: info@hakubatec.com

### マウススタット ジュニア (MouseSTAT Jr)



- ・どこにでも持ち運びできるハンドヘルドタイプのマウス・ラット用パルスオキシメーターです。
- ・心拍数と SpO2 値が表示できます。
- ・上位機種 of フィジオスイートと同じ解析アルゴリズムを採用。
- ・心拍数は 900 拍/分まで測定可能、マウスも問題なく測定可能です。
- ・センサー位置を確認できる視覚アラートを搭載

マウススタットジュニア (MouseSTAT Jr) は上位機種であるフィジオスイート (PhysioSuite) と同じ解析アルゴリズムを使用しておりマウス・ラットの心拍数、SpO2 値を測定できます。センサーを交換することにより中型動物以上の測定も可能です。

# 新製品

## マウススタットジュニアとフィジオスイート/マウススタットとの比較

	マウススタットジュニア	フィジオスイート/マウススタット
測定項目		
SpO2	○	○
心拍数	○	○
パルスフェージョン インデックス	×	○
体温	×	○
保温	×	○
装備品		
パルスオキシメーターセンサー	別売り	マウス用センサー標準装備
温度センサー	別売り	オプション
保温パッド	別売り	オプション
データマネジメント		
内部メモリ	×	○
転送機能	×	○
ADI コンパチブル	×	○
表示		
ディスプレイ	○ (数字のみ)	○ (アルファベット-数字/グラフ) (カスタマイズ可能)
メニュー	×	○
その他の特徴		
ポータビリティ	○ (ハンドヘルド)	○ (テーブルトップ)
アラーム機能	2個	5個
アップグレード		
人工呼吸器	×	○
EtCO2 (終末 CO2 ガス)	×	○
保温機能 (RightTemp)	×	○